

## Tactee



**Sistema di presa magnetico per forchetta, coltello, cucchiaio, bicchiere, penna, rasoio, e tant'altro.. per la massima autonomia**

### Prezzo

Produttore: [FunctionAble](#)

### Descrizione

#### Che Cos'è

Tactee® è un insieme di ausili magnetici per disabili tra cui posate e adattatori in grado di restituire l'**autonomia e l'indipendenza** nella funzione di presa delle mani.

Persone affette da patologie quali **Tetraplegia, Emiplegia, Sclerosi Multipla** o da quelle disabilità che comportano la perdita dell'utilizzo delle mani, ad oggi, nello svolgere le diverse attività della vita quotidiana, necessitano dell'assistenza intensiva di diverse figure quali terapisti, familiari e/o care givers.

Il sistema Tactee® restituisce l'**autonomia funzionale e dell'indipendenza** in una molteplicità di gesti quotidiani quali il mangiare, il bere, lo scrivere, etc., in assenza totale delle figure che li assistono e che sino ad oggi, devono ritenersi indispensabili, migliorando così la qualità della vita.

Tutto ciò è possibile grazie ad una serie di strumenti tra cui **posate e adattatori magnetici**, utili all'espletamento di diverse funzioni, accoppiati ad un elemento di presa magnetico, disponibile in 3 taglie, che indossato alla mano, consente operazioni di aggancio/sgancio e la sostituzione dei differenti utensili in maniera facile, veloce e autonoma.

Il sistema, mediante l'elemento di presa magnetico accoppiato agli adattatori rende utilizzabili anche diversi oggetti di uso comune come ad esempio una spazzola, una penna, uno spazzolino per lavarsi i denti o il rasoio per farsi la barba.

#### Prescrivibilità LEA:

Codice [24.18.15.006 Impugnatura funzionale](#) (Elemento di presa Tactee)

**Disponibilità:** sempre disponibile

#### Colori:

Grigio e verde sono i colori standard del materiale di cui è fatto TACTEE

