

Tech Speak



Comunicatore multimessaggio a 32 messaggi 6/12 livelli VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1035,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 849,00

Ammontare IVA € 186,78

Produttore: [AMDi](#)

Descrizione

Tech Speak32 è un comunicatore multi-livello a selezione diretta con uscita in voce a 32 messaggi per 6 (CAM116) o 12 livelli (CAM117), per la Comunicazione Aumentativa ed Alternativa.

Tech Speak32 è facile da usare e resistente.
Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per l'attivazione.

Per tutta la serie Tech e Smart di AMDi esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.

Tech Speak32 in dotazione ha il software (in inglese) [Overlay Designer Pro V2](#) (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle.
In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd [PCS WMF DELUXE](#) per la personalizzazione delle proprie tabelle.

CARATTERISTICHE

- Facile programmabilità per registrare i messaggi da riprodurre successivamente.
- Utilizza alta tecnologia per la riproduzione audio di qualità dei messaggi.
- Membrana d'attivazione molto sensibile e resistente agli spruzzi.
- Dispositivo leggero e portatile.
- Trentadue aree per l'inserimento del simbolo personalizzato.
- Sei o dodici livelli di programmabilità per un totale di 192/384 messaggi.
- Dimensione di ogni area cm 3,2 x 3,2, per messaggio.
- Tempo di registrazione 2,25 secondi per ogni messaggio.
- Microfono integrato
- Griglia divisoria fra le aree dei messaggi sempre presente.
- Spia luminosa per indicazione batterie scariche

DOTAZIONE

- Software di programmazione (in inglese) delle schede cartacee da inserire nel dispositivo come supporto visivo per ciascun messaggio
- Tracolla per il trasporto
- 4 batterie AA standard

La serie dei prodotti Tech di AMDi è costruita con i più alti standard per poter garantire anni di utilizzo senza problemi.

Consigliata la libreria dei simboli PCS (picture Communication Symbols) in formato WMF in edizione italiana curata e distribuita da EASY Labs Srl.