

## Sensore Moon



Sensore a pressione medio singolo, tondo con superficie di attivazione di 6,67 cm di diametro.

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 74,42

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 61,00

Ammontare IVA € 13,42

Produttore: [AMD](#)

### Descrizione

Moon richiede solo pochi grammi per l'attivazione, segnalata da un feedback sonoro a pressione.

Nella base, predisposta con materiale gommoso antiscivolo, sono presenti due fori filettati per il fissaggio compatibili con la piastra circolare (ARA631).

Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

### INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm. mono
- Dimensioni: diametro 6,67 cm
- Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde.

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.