

Sensore Sensitive Doppio



Sensore a pressione a due funzioni, della forma di un piccolo joystick, molto leggero.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 139,08

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 114,00

Ammontare IVA € 25,08

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Questo sensore è costituito da una piccola sfera posta all'estremità di una asta con un doppio sensore per rilevare il movimento bidirezionale. Il sensore si attiva spostando la piccola sfera in una delle due direzioni consentite, a due funzioni.

È un sensore molto comodo laddove sia necessario inviare due differenti comandi.

Appartiene alla categoria dei sensori multipli.

ACCESSORI

Per il posizionamento si raccomanda il braccio snodato Magic Arm.

INFO

- Connettori: due connettori 3,5 mm mono
- Diametro terminale sfera: 12mm
- Lunghezza stelo: 45mm
- Dimensioni: 60*57*26 mm

Disponibilità: Sempre disponibile