

Interfaccia per sensori - Swifty USB



Interfaccia USB per sensori per computer, molto compatta.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 181,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 149,00

Ammontare IVA € 32,78

Produttore: [Origin Instruments Co](#)

Descrizione

Supporta 2 o 3 sensori, i comandi inviabili sono click del mouse, pulsanti joystick e funzioni di tastiera.

Non richiede alcun driver speciale.

Permette di collegare al computer da uno a tre sensori (2: con connettore stereo o mono da 3,5 mm, 3: con Beam).

CARATTERISTICHE

Swifty è alimentata direttamente dalla porta USB, non richiede alimentazione esterna.

Utilizza driver standard HID (Human Interface Device) e funziona sotto Windows, Linux, Mac e svariati dispositivi dinamici di comunicazione Aumentativa ed Alternativa.

Integra un ricevitore senza fili (wireless).

Con Beam (acquistabile separatamente), trasmettitore infrarosso, è possibile l'utilizzo di sensori senza essere collegati via filo al computer.

Beam integra un ulteriore ingresso per sensori (cosicché i sensori totali utilizzabili sono tre).

Comandi inviabili

- Mouse: click sinistro e destro, centrale*
- Joystick: pulsante1, pulsante 2, pulsante3*
- Funzioni Tastiera: Invio, Spazio, Tab*
- Funzioni Tastiera: 1, 2, 3*

REQUISITI

- Porta USB
- Sensori (non in dotazione)

ACCESSORI

- Sdoppiatore da stereo a due mono per l'uso con 2 sensori

INFO

- Connessione: porta USB
- Compatibilità: Windows, Mac, Linux
- Dimensioni: 5,1 x 2,0 x 1,3 cm
- Peso: 14 g
- Ingressi per sensori: da 3,5 mm, mono o stereo
- Drivers: HID standard
- Collegamento wireless: con [trasmettitore Beam](#)
- Latenza: estremamente ridotta

Prescrivibilità LEA: [24.09.24.003 interfaccia per sensori](#)

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.