

Interfaccia per sensori - Swifty e Beam



Trasmettitore wireless per sensori, abbinato all'interfaccia USB per sensori Swifty. Supporta fino a 3 sensori.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 401,38

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 329,00

Ammontare IVA € 72,38

Produttore: [Origin Instruments Co](#)

Descrizione

Beam è un trasmettitore senza fili che supporta in ingresso fino a 3 sensori, qui proposto unitamente alla interfaccia per sensori Swifty. Beam invia fino a tre comandi differenti che Swifty interpreta come pulsanti del mouse, pulsanti del joystick o eventi da tastiera, a seconda di come Swifty è stato configurato.

REQUISITI

- Sensori singoli

CARATTERISTICHE

- Connettori: 3 jack femmina da 3,5 mm
- Dimensioni: cm 9,5 x 6,4 x 2,8
- Peso: meno di 140 g batterie incluse
- Alimentazione: due batterie alcaline AA interne

Prescrivibilità LEA: 24.09.24.003

Disponibilità prodotto: a richiesta.