

## Comunicatore Big Step by Step



**Comunicatore multi-messaggio (in sequenza) VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 389,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 319,00

Ammontare IVA € 70,18

Produttore: [Ablenet inc](#)

### Descrizione

Il comunicatore Big Step by Step è un comunicatore multi-messaggio, in sequenza, simile al [comunicatore Big Mack](#) per funzionamento finalità e dimensioni.

Permette di registrare e riprodurre più messaggi per una durata totale complessiva di 75 secondi.

Collegando un giocattolo adattato (con il cavetto maschio-maschio in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione del Big Step by Step può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).

### ACCESSORI

- Scudo trasparente

### INFO

**Prescrivibilità:** per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo registrazione: 75 sec.
- Dimensioni: 13 cm di diametro
- Ingresso giochi: 1 con jack femmina da 3,5 mm
- Ingresso Sensori: 1 con jack femmina da 3,5 mm
- In dotazione cavetto maschio-maschio con doppio jack da 3,5 mm
- Alimentazione: batteria 9 Volt (non in dotazione)

**Disponibilità prodotto:** IN ESAURIMENTO

