

## Comunicatore Big Mack



**Comunicatore mono-messaggio. Selezione diretta. Audio digitalizzato.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 273,28

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 224,00

Ammontare IVA € 49,28

Produttore: [Ablenet inc](#)

### Descrizione

BigMack è un ausilio di comunicazione con uscita in voce (VOCA) molto semplice, pensato per coloro che hanno appena cominciato un programma di comunicazione aumentativa.

Attraverso la pressione della superficie superiore, o l'attivazione attraverso un [sensore esterno](#) (non in dotazione), si ottiene la riproduzione di un messaggio precedentemente registrato.

Il BigMack consente di registrare un messaggio della durata massima di 120 secondi.

È possibile riascoltare più volte il messaggio registrato (con successive attivazioni) oppure registrarne uno nuovo, che sostituirà quello precedente, premendo un tasto di registrazione posto sulla base.

È inoltre possibile associare al BigMack un dispositivo a batterie che verrà attivato per tutto il tempo di riproduzione del messaggio.

### ACCESSORI

Con il Big Mack vengono forniti:

- Cavetto maschio-maschio di collegamento a dispositivi a batteria
- Scudo trasparente che permette di fissare alla superficie del comunicatore una immagine o simbolo associata al messaggio.
- Superficie colorata in 4 colori: rosso, verde, blue, giallo, tutti nella confezione.

Nella base sono presenti tre fori filettati.

È disponibile il "[piatto triangolare grande](#)" da fissare tramite viti al Big Mack per il fissaggio con il [braccio Magic Arm](#) per posizionare adeguatamente il comunicatore, secondo le necessità dell'utilizzatore.

### INFO

**Prescrivibilità:** per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003 DM 332/99.

**Prescrivibilità LEA:** [22.21.09.015 comunicatore simbolico di base \(a 1/4 caselle/tasti\)](#)

### SPECIFICHE TECNICHE

- Messaggi/Livelli: 1/0
- Tempo registrazione: 120 sec.
- Ingresso Sensori: 1
- Uscita Giochi/ECU App: 1
- Superficie attivazione: 12,7 cm
- Forza di attivazione: 85-142 g
- Peso con Batteria: 439 g
- Tipo Batteria: 9-volt (non in dotazione)

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.