


Piastra VESA - #1 75-100 per CAM30



Piastra VESA 75-100 con Braccetti per IntelliGaze - #1.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 195,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 160,00

Ammontare IVA € 35,20

Produttore: [Alea Technologies GmbH](#)

Descrizione

Piastra VESA 75-100 per montaggio telecamera IntelliGaze CAM30 e/o CAM30NT.

È idonea all'uso con tablet 12", o con monitor 15" ed alcuni 17". Consigliamo sempre però di verificare le misure esatte prima dell'acquisto. Richiede a sua volta [piastra VESA 75](#) o [piastra VESA 100](#), RehAdapt per poter essere abbinata agli stativi RehAdapt.

VESA 75 o 100 mm, viti non in dotazione.

Disponibilità: su richiesta.