

TeleLock QP



TeleLock QP Montaggio Rapido (ex FloorStand QuickPack)- Stativo da letto, con ruote. Montaggio rapido

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1701,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1395,00

Ammontare IVA € 306,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Il Montaggio da letto TeleLock QP Montaggio Rapido (già noto come FloorStand QuickPack) è un sistema di posizionamento per ausili di comunicazione.

Consiste in una base su ruote ed una colonna centrale verticale, elevabile idraulicamente, da cui parte un braccio con uno snodo cui si monta e fissa il comunicatore.

Il sistema è dotato di un proprio braccio di aggancio che permette al display di essere ruotato verticalmente ed orizzontalmente consentendo il raggiungimento e mantenimento della posizione voluta.

La base ha le gambe leggermente divaricate per maggiore stabilità.

È utilizzabile sia con pazienti allettati, che in carrozzina, consentendo in quest'ultimo caso che ci si possa avvicinare quanto si vuole al display. L'estensione in altezza varia fra cm 73 e 213.

La differenza con il gemello TeleLock è che in questo non ci sono viti o attrezzi da usare per il montaggio/smontaggio.

Una volta rimossa la colonna centrale, per richiudere la base si allentano due chiavi a farfalla e le gambe si possono ripiegare su sè stesse, a soffietto.

Questo lo rende il dispositivo preferito per chi lo debba spostare frequentemente fra edifici differenti.

Si monta in 3 minuti.

INFO

- H (altezza colonna): 108-178 cm
- L (larghezza max base): 77cm
- P (profondità): 79 cm
- D (altezza dispositivo): 73-213 cm
- W (peso) : 8,5 Kg
- Max capacità carico: 10 Kg

Stativi con ruote: TeleLock QP

Disponibilità: Su richiesta.