

Quha Zono - Mouse a testa



Mouse a testa, giroscopico, wireless.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1218,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 999,00

Ammontare IVA € 219,78

Produttore: Quha.oy

Descrizione

Quha Zono è un mouse giroscopico wireless, che va collocato sulla testa dell'utilizzatore, o sui piedi, o sulle mani, e permette di spostare il puntatore del mouse e cliccare con molta naturalezza.

È un dispositivo compatibile Windows, Mac, Android, lo si può utilizzare di volta in volta sul PC, sul tablet, o sullo smartphone.

Sono disponibili alcuni accessori, fra cui un [Sensore a soffio \(Quha Pufo\)](#) che si abbina al mouse e permette un utilizzo molto semplice del mouse sia su pc che su smartphone, vari supporti da testa o collo per il fissaggio e posizionamento del mouse.

Per sapere se il proprio smartphone Android è compatibile è necessario verificarne la compatibilità OTG. Se il vs cellulare è compatibile OTG allora potrete, provvisti del [cavetto adattatore USB-OTG](#), collegare qualsiasi mouse al vs cellulare.

Requisiti

PC o tablet o smartphone (compatibili otg) Windows, Mac, Android porta USB o microUSB (tablet/smartphone).

Consigli

- Tutorial Quha 01: Primi passi con Quha Zono
- Tutorial Quha 02: FAQ
- Tutorial Quha 03: Usare dispositivi mobili con Quha Zono

- Tutorial Quha 04: Clicking con Quha Zono

Contenuto della Confezione:



- 1 - Quha Zono Mouse Giroscopico
- 2 - Ricevitore USB per Zono
- 3 - NON PRESENTE
- 4 - NON PRESENTE
- 5 - Adattatore per collegare due sensori 3,5mm
- 6 - Adattatore per sensori 3,5mm per Zono
- 7 - Cavo USB per ricarica di Quha Zono
- 8 - Manuale utente e Cd (non mostrati nell'immagine)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 59 x 33 x 15 mm
- Peso: 23g
- Connessione wireless: 2.45 GHz, funziona fino a 10 m
- Batteria Li-Po (litio-polimero) 240 mAh
- Tempo di uso attivo 30 ore, in modalità stand-by automatica fino a 20 giorni
- Ricevitore USB 2.0 HID
- Porta MiniUsb per alimentazione mouse Zono, o per collegamento sensore Pufo o adattatore per sensori 3,5mm
- Connettore stereo da 3,5 mm per collegare sia uno che due sensori da 3,5 mm.

Disponibilità: su richiesta.

Prescrivibilità: LEA GU65 [22.36.21.012 emulatore di mouse con il capo](#)