

Bj Enabler Alarm



Presa Elettrica con Allarme, comandabile da sensore o RadioFrequenza.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 193,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 159,00

Ammontare IVA € 34,98

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Bj Enabler Alarm è parte di un sistema di chiamata, infatti è un ricevitore della famiglia dei dispositivi di controllo ambientale BJ.

BJ Enabler Alarm è un dispositivo "plug and play" che una volta ricevuto il comando in ingresso tramite segnale radio o direttamente con l'attivazione di un sensore singolo - quello che si adatta meglio alle vostre esigenze -, fa scattare un segnale sonoro di allarme.

Se non si usasse un sensore collegato al BJ Enabler Alarm per inviargli il segnale radio, si potrebbe utilizzare uno qualsiasi dei trasmettitori BJ .

Un membro della famiglia o un badante riceverà una segnalazione acustica quando BJ Enabler Alarm emetterà il suono prescelto. Direttamente sul dispositivo, tramite un piccolo selettore, è possibile sia configurare la frequenza prescelta per l'accoppiamento col trasmettitore in RadioFrequenza, che una fra quattro tonalità musicali differenti.

Il sistema a radio frequenza permette di portare questo ricevitore in qualsiasi stanza dove ci sia una presa elettrica disponibile. È possibile collegare fino a 4 BJ Enabler Alarm in stanze diverse e attivarli tutti in una volta o solo quello che si vuole.

Tonalità: quattro, selezionabili tramite selettore posto sul dispositivo.

Ingressi: uno per sensore singolo.

Disponibilità: sempre disponibile.

Si veda articolo su [Sistema di chiamata o campanello, o campanello adattato](#)

