

Interfaccia per sensori - Joycable2 USB



Interfaccia USB per sensori per computer, molto compatta.

Prezzo

Produttore: [Smartbox Assistive Technology](#)

Descrizione

JoyCable2 è un'interfaccia per sensori configurabile.

Permette di collegare al computer uno o due sensori con connettore mono da 3,5 mm.

I comandi inviabili sono click del mouse, pulsanti joystick e funzioni di tastiera con l'ausilio del software di configurazione.

JoyCable2 si alimenta direttamente dalla porta USB, non richiede alimentazione esterna.

Utilizza driver standard HID (Human Interface Device) e funziona sotto Windows, Linux, Mac e svariati dispositivi dinamici di comunicazione Aumentativa ed Alternativa.

Non è necessario alcun driver per utilizzare il JoyCable2 con software popolari come The Grid 2.

È possibile scaricare gratuitamente dal sito del produttore il software Switch Driver che consente di utilizzare i sensori per le varie attività del computer.

Comandi inviabili tramite il software di configurazione

- Mouse: click sinistro e destro
- Joystick: pulsante1, pulsante 2
- Funzioni Tastiera

REQUISITI

- Porta USB
- Sensori (non in dotazione)

INFO

- Connessione: porta USB
- Compatibilità: Windows
- Ingressi per sensori: da 3,5 mm, mono
- Drivers: HID standard
- Latenza: estremamente ridotta

Prescrivibilità LEA: 24.09.24.003

Disponibilità prodotto: Su richiesta.

