

Allora 2



Comunicatore alfabetico con uscita in voce e display

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 4013,80

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 3290,00

Ammontare IVA € 723,80

Produttore: [Jabbla](#)

Descrizione

Allora2 è un comunicatore alfabetico, portatile, con sintesi vocale e doppio display.

Il dispositivo si può utilizzare sia tramite tastiera che a scansione con un sensore singolo o due.

Si tratta infatti di un dispositivo di comunicazione accessibile sia con l'uso della tastiera prevedendo a livello software -fra l'altro- la predizione di parola, che tramite la scansione con uno o due sensori.

È progettato per soddisfare le esigenze di persone che abbiano ridotta o scarsa capacità di parola e richiedano un dispositivo in grado di adattarsi al mutare delle loro esigenze, nel tempo.

Il secondo display, rimovibile, può essere applicato sul retro del dispositivo, oppure staccato ed utilizzato a distanza.

Anche il secondo display è infatti dotato di altoparlante. Il secondo display, può essere anche indossato dall'interlocutore o dall'utente o posizionato in luoghi che consentono la conversazione.

Se indossato dall'utente, dà modo di spostare l'attenzione degli interlocutori direttamente su di lui e non più sul dispositivo, conferendo allo scambio comunicativo maggior naturalezza.

Per l'utilizzo tramite sensori, basta inserire il connettore del sensore negli ingressi per sensori predisposti sul dispositivo e il display propone automaticamente le diverse alternative tra le quali compiere la selezione col sensore. Durante la modalità di funzionamento a scansione, è possibile utilizzare la tastiera ogni volta che si desidera. Per riprendere la scansione, è sufficiente azionare nuovamente il sensore.

Il dispositivo può registrare fino a tre ore di suoni tramite il microfono interno. Se si desidera utilizzare un altro tipo di suono, una frase registrata o un suono per attirare l'attenzione, la procedura di registrazione ed associazione ad un tasto è molto semplice.

Se siete a scuola, in università o al lavoro, a volte si renderà necessario scrivere testi lunghi da leggere poi tramite la sintesi vocale: è possibile preparare il testo su un PC e poi trasferirlo ad Allora2 per farlo leggere ad alta voce alla sintesi vocale.

La scrittura è più rapida grazie alla previsione di parola e di frase ed alla possibilità di espandere le abbreviazioni (modalità abbreviazione/espansione).

Molti parametri sono configurabili e personalizzabili:

Display.

So possono variare:

- la dimensione dei caratteri
- la luminosità dei due display
- scelta caratteri minuscoli e maiuscoli
- presenza o meno della previsione

Sintesi vocale. Si possono definire:

- voce maschile o femminile,
- velocità e volume
- eco lettera o parola
- correzione di pronuncia

Tastiera

- scudo in dotazione
- tempo di accettazione della pressione sul tasto
- ritardo dopo la selezione dei tasti
- feedback acustico alla selezione dei tasti
- pressione successiva delle combinazioni di tasti

Scansione automatica o manuale

- selezione alla pressione o al rilascio del sensore
- velocità
- numero di cicli prima dell'abbandono

Caratteristiche tecniche:

Scudo in dotazione

Batteria

- Agli ioni di litio sostituibile dall'utente
- Durata di almeno una giornata utilizzando il risparmio energetico quando non in uso.
- 2 giorni di standby time
- È consigliabile caricare il dispositivo ogni notte

Audio

- Due altoparlanti sul dispositivo
- Altoparlante sul secondo display
- Voci: Nuance o Acapela, maschile e femminile
- Registrazione digitale: tramite microfono interno, registra fino a 3 ore di audio

Secondo Display

- Display tdi tipo OLED, leggibile alla luce del giorno e in condizioni di scarsa illuminazione
- Portata massima 5 metri nella stessa stanza
- Con risparmio energetico, se disconnesso la carica dura l'intera giornata
- Ricarica quando agganciato ad Allora2

Dimensioni e peso

- 250 mm x 175 mm x 20-60 mm
- Allora2 (senza Display 2 °) – 965g
- Display 2 ° staccabile – 60g

Controllo ambientale (opzionale)

Apprende e Memorizza fino a 150 comandi infrarossi

Modulo GSM (opzionale)

Sbloccato e utilizzabile su qualsiasi rete

Solo invio e ricezione di messaggi di testo SMS

SIM non in dotazione

Opzioni di montaggio

Montaggio compatibile con DAESSY

Piatto di montaggio opzionale su Allora2 o sulla custodia

Disponibilità: su richiesta

Prescrivibilità: come comunicatore alfabetico ISO 21.15.09.003