


Piastra VESA - #3 75-100 per CAM30NT



Piastra VESA 75-100 - #3 per CAM30NT.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 195,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 160,00

Ammontare IVA € 35,20

Produttore: [Alea Technologies GmbH](#)

Descrizione

Piastra VESA 75-100 per montaggio della telecamera IntelliGaze CAM30NT con monitor fino a 12".

È idonea all'uso con tablet 12" Sahara, con altri monitor consigliamo di verificare le misure.

Viene fornita di maniglia (da fissare con viti ai fori superiori della piastra), e di 2 perni per la telecamera in modo che quest'ultima risulti a filo con il display.

Richiede [VESA 75 mm](#) o [100 mm](#) per fissaggio a stativi Rehadapt.

È disponibile una versione Large per monitor 15" (AAT662L).

Disponibilità: sempre disponibile.