

## Monty 3D



**Stativo per carrozzina per posizionamento dispositivi leggeri di comunicazione.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 646,60

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 530,00

Ammontare IVA € 116,60

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

### Descrizione

Montaggio da carrozzina per dispositivi leggeri di comunicazione. Permette di collocare i dispositivi in qualsiasi posizione.

Snodi totalmente riposizionabili in 3D. Tre posizioni predefinite: in uso, per uscita, e posizione da riposo (parked).

La rimozione rapida dello stativo dalla carrozzina è possibile semplicemente tirando in alto lo stativo (sollevandolo).

È possibile il montaggio sia su carrozzine manuali che elettroniche e/o basculanti con alcuni accessori, su telai a tubi quadrati o per le carrozzine elettroniche.

In dotazione tre tubi da 200mm + 500 mm + 400 mm ed un [UDS-22](#).

### CARATTERISTICHE

**• dal 1-01-2020 non è fornito di [morsetto per il fissaggio](#).**

- Sono previste tre posizioni predefinite: utilizzo, uscita, parcheggio.
- Per la rimozione rapida dello stativo basta tirarlo verso l'alto.
- Tutti i giunti si regolano con chiave a brugola.

### MISURE:

**Lunghezza Tubo 1:** 20 cm

**Lunghezza Tubo 2:** 50 cm

**Lunghezza Tubo 3:** 40 cm

**Diametro tubi:** 22 mm

**Capacità massima di carico:** 3 Kg

**Video Pulire & disinfettare**

**Disponibilità:** Su richiesta.

**Prescrivibilità (LEA 65/17):** [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)