

## Morsetto-piastra M3D RAD uni M8



**Piastra RAN UNI M8 per Stativi da carrozzina - Rehadapt.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 152,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 125,00

Ammontare IVA € 27,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

### Descrizione

Piastra per Stativi da carrozzina, alternativa al morsetto standard per tubi tondi da 25mm di diametro, da fissare esternamente al supporto della seduta della carrozzina tramite viti M8.

Sfrutta i fori laterali (in tubi di sezione quadrata o rettangolari) presenti sui supporti della seduta della carrozzina.

Va montata di norma sul lato destro della carrozzina.

Distanza massima fra i fori presenti sulla piastra 80mm.

La lunghezza complessiva della piastra è di 155mm.

Lo spessore della piastra è di 10mm.

La larghezza minima è di 35mm.

La larghezza massima è di 50mm.

Sulla piastra sono presenti fori per viti M8.

### In dotazione:

4 viti M8 con testa a brugola.

Chiave a brugola.

### Video Pulire & disinfettare

**Disponibilità:** Su richiesta.

**Prescrivibilità (LEA 65/17):** [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)