Cerchietto - Headband per Quha Zono



Supporto a testa a cerchietto per Quha Zono

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 90,28

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 74,00

Ammontare IVA € 16,28

Produttore: Quha oy

Descrizione

 $\grave{\mathsf{E}}$ un cerchietto da testa per Quha Zono, $\grave{\mathsf{e}}$ un nuovo modo di indossare il mouse Zono.

Quha HeadBand è leggero e permette un uso confortevole del mouse per ore ed ore.

L'archetto costruito in materiale flessibile si adatta alla maggior parte degli utilizzatori senza alcuna modifica.

È una alternativa ideale al supporto da capo, molto utile soprattutto quando si utilizza Zono con la testa appoggiata ad un cuscino o ad un poggiatesta.

Il mouse Quha Zono si monta direttamente sul cerchietto rendendo tutto l'insieme molto leggero da indossare.

Il mouse Quha Zono può anche essere messo in carica mentre è montato sul cerchietto.

Quha Headband è disponibile in colore nero in quattro dimensioni, piccolo, medio, grande, extralage, o bianco, rosso, viola in dimensione grande.

T L AI a ar te gl g zz ia h a e zz Fi 1 1 cc 1 0 0 0 8 a m m M 1 1 1

```
e 2 1
di 2 3
a m m
  m \quad m \quad
G 1
     1
ra 3
     1
n
  4 8
d m m
e m m
Ε
  1
xt 3 2
ra 6 4
  m m
ar m m
g
е
```

Specifiche Tecniche

Contenuto: cerchietto (Headband)

Peso: 26 g

Colori disponibili: Nero, Bianco, Rosso, Viola Materiale: Poliammide PA2200, approvato in EU dalla direttiva 2002/72/EC per contatto coi cibi (Plastics Directive)

Disponibilità: su richiesta