

## QuickTalker FT 23



**Comunicatore multi-messaggio a 20 messaggi + 3 statici (5 livelli) VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 370,88

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 304,00

Ammontare IVA € 66,88

Produttore: [Ablenet inc](#)

### Descrizione



QuickTalker23 è un comunicatore "progressivo" progettato per crescere insieme al suo utilizzatore.

QuickTalker23 dispone di 23 messaggi per 20 minuti totali di registrazione e 5 livelli di programmabilità, per un totale di 103 messaggi. Dispone di maniglia per il trasporto

**Caratteristiche** includono:

- Tempo di registrazione totale disponibile 20 minuti
- Cinque livelli di programmabilità per un totale di 100 +3 messaggi.
- Controllo del volume
- Dimensione area per ognuno dei 20 messaggi dinamici: 3 \* 3 cm
- Dimensione di ogni area statica 8,6 \*6,7 cm
- Microfono integrato
- Peso con batterie 748 g
- Funziona con 4 batterie AA (non incluse)
- Attivazione: a pressione sulle celle della griglia non rimovibile

### INFO:

- Prescrivibilità: Comunicatore simbolico ISO 21.42.06.003.
- Dimensioni: 32 x 22 x 5 cm

**Disponibilità:** prodotto sempre disponibile.

