

## Sensore Grasp



**Sensore Grasp, singolo, pneumatico.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 407,48

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 334,00

Ammontare IVA € 73,48

Produttore: [Ablenet inc](#)

### Descrizione

Attivate questo sensore a forma di tubo con una compressione o un pizzico. L'utente deve essere in grado di rilasciare la presa in circa 2 secondi per impedire il funzionamento intermittente del sensore.

### Specifiche

Sensore Tipo: Meccanico

Connessione Tipo: a filo

Attivazione Tipo: Pneumatico

Superficie di Attivazione: Lunghezza 7,6 cm Larghezza 3,5 cm

Forza di Attivazione: 300g

Corsa Prima d'Attivazione: 0,5 cm

Feedback: nd

Dimensione Connettore: 3.5 mm mono

Mounting Plate: Grasp mini Joystick Plate

**Disponibilità:** immediata.