

Tech Scan 32*4



Comunicatore a scansione con uscita in voce, multilivello

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 2316,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1899,00

Ammontare IVA € 417,78

Produttore: [AMDì](#)

Descrizione



Tech Scan 32*4 è un comunicatore con uscita in voce, a più livelli, a selezione indiretta -può essere infatti utilizzato con uno o due sensori- e selezione diretta. Le sue celle, ciascuna delle sue celle, hanno un LED che identifica la cella durante l'avanzamento della scansione. Tech Scan 32 ha varie opzioni di personalizzazione della scansione, velocità di scansione, stimoli sonori.

Tech Scan 32 Pro è facile da usare e resistente.

Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per l'attivazione.

Per tutta la serie Tech e Smart di AMDì esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.

In dotazione ha il software (in inglese) [Overlay Designer Pro V2](#) (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle. In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd [PCS WMF DELUXE](#) per la personalizzazione delle proprie tabelle.

Caratteristiche distintive:

LED all'interno della griglia

Scansione automatica ad un sensore, o manuale a due sensori

Prompt uditivi o tono acustico durante la scansione

Modalità di scansione (Lineare, Passo passo, Riga/Colonna)

Velocità di scansione variabile (4.5, 2.25, 1 s.)

Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori

Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice

Batterie standard

Specifiche:

Numero celle per livello: 32 celle

Numero livelli totali disponibili: 4 livelli

Registrazione e riproduzione 192 messaggi

Lunghezza Standard del singolo messaggio: 2,25 secondi

Dimensione della cella 3,8*3,8 cm

Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 7,62 cm

Peso: 1,36 Kg

Sensore: non incluso

È disponibile a 6 livelli col codice CAM124

È disponibile a con batterie ricaricabili

È disponibile con tempo di registrazione di 4,5 s

Scriveteci per conoscerne i costi

Disponibilità: su richiesta