

Sensore String



Sensore singolo a trazione, molto sensibile, con cordino.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 108,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 89,00

Ammontare IVA € 19,58

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

È un sensore a trazione, molto sensibile, di piccole dimensioni, facilmente posizionabile.

È utilizzato spessissimo sia per l'attivazione con scarsa forza che per movimenti molto ridotti.

Richiede una forza di attivazione di soli 43 grammi.

L'attivazione di questo sensore può essere effettuata esercitando la forza di trazione tramite il cordino ad esempio legando un nastro al cordino del sensore, in modo da formare un anello o bracciale attorno alle dita o all'arto del paziente che con un movimento di allontanamento farà scattare il sensore.

INFO

- Connettore: jack da 3,5 mm mono
- Forza di attivazione: 43 g
- Corsa di attivazione prima dello scatto del sensore : 3,8mm
- Dimensioni box: 70 mm x 30 mm x 50 mm
- Feedback: sonoro (click)

Disponibilità: immediata.