

Comunicatore Big Step by Step a Scelta con livelli



Comunicatore multi-messaggio a Scelta con livelli. SGD. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 389,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 319,00

Ammontare IVA € 70,18

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

CAB118 BIG Step-by-Step Choice with Levels

Si possono registrare una serie di messaggi in questo SGD, quindi attivando il comunicatore premendo sulla superficie da 12,7 cm ci si può spostare tra i vari messaggi e riprodurre infine il messaggio desiderato .

Include 4 minuti di tempo record , tre livelli di registrazione , e supporta l'utilizzo di un sensore esterno come modo alternativo di input.

BIG Step- by-Step a Scelta con livelli offre un'opzione interessante per una comunicazione tecnologia-facile, pronta in tempi rapidi. A differenza del BIG Step- by-Step o BIG Step- by-Step con i livelli, BIG Step- by-Step a Scelta con livelli permette di saltare da un messaggio ad un altro senza doverli ascoltare ciascuno nella sua interezza. Premendo più volte la superficie di attivazione, è possibile saltare più messaggi per arrivare al tuo messaggio desiderato. Quando si trova il messaggio che si sta cercando, basta rilasciare la superficie di attivazione e il messaggio verrà riprodotto nella sua interezza. Questo è un grande strumento per rispondere alle domande a scelta multipla o comunicare desideri tra una lista di opzioni.

BIG Step-by-Step a Scelta con livelli funzionalità:

Fornito sempre in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu
Suono digitale migliore-che-mai
Funzione di scelta "Scegli il tuo messaggio"

BIG Step-by-Step a Scelta con livelli specifiche tecniche:

- Tipo di attivazione Pressione
- Superficie di Attivazione Grande 12,7 cm
- Tempo di registrazione 4 Minuti

- Messaggi/Livelli: Illimitati Sequenziali/3
- Numero di posizioni messaggi messaggi sequenziali multipli
- Numero di uscita Giochi 1
- Numero di ingresso Sensori 1
- Forza di attivazione: 85-142 g
- Feedback uditivo
- Peso 439 g
- Piastra di montaggio piastra di montaggio universale
- Garanzia Prodotto 2 anni
- Batteria da 9 Volt (non inclusa)

Batteria: 9 volt - Si consiglia vivamente di utilizzare una batteria standard alcalina da 9V con questo dispositivo. Batterie alternative possono essere costituite da materiali che non distribuiscono potenza in modo adeguato, e una volta installate, alcuni utenti potrebbero verificare mal funzionamenti.

ACCESSORI

- Scudo trasparente
- Altri accessori disponibili (non in dotazione): [Tracolla universale da trasporto](#), Piatto fissaggio, Top Intercambiabile

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

Colori disponibili: Rosso, Verde, Giallo, Blu

Disponibilità prodotto: IN ESAURIMENTO