

Sensore Pillow



Sensore singolo a pressione, con spilla per fissaggio al cuscino, al poggiatesta

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 218,38

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 179,00

Ammontare IVA € 39,38

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il sensore Pillow, in inglese "cuscino", dispone di una superficie di attivazione, di 8 cm di diametro, di morbida schiuma che richiede 180 g di forza di attivazione.

Fornisce uditivo clic e feedback tattile.

Una superficie di schiuma liscia e morbida rende questo sensore adatto all'attivazione con la testa o con la guancia. Si fissa facilmente con spilla di sicurezza e velcro ad un cuscino od al poggiatesta di una carrozzina.

Sensore Pillow/Cuscino specifiche tecniche:

Tipo di sensore: Meccanico

Tipo di connessione: cavo

Tipo di attivazione : Pressione

Superficie di Attivazione: 8 cm di diametro

Forza attivazione: 180 g

Corsa Prima dell'attivazione: 0,2 cm

Feedback: uditiva clic, tattile

Dimensione connettore: mono da 3,5 mm

Montaggio : Incluso velcro e spilla di sicurezza.

Disponibilità: su richiesta