

## Sensore Finger



**Sensore a pressione, a dito.**

### **Prezzo**

Prezzo (incl. IVA 22%) € 163,48

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 134,00

Ammontare IVA € 29,48

Produttore: [Haltija](#)

### Descrizione

Il sensore Finger richiede solo 75 grammi per l'attivazione, è un sensore da montare sulle dita, normalmente per l'attivazione col pollice. Il sensore viene fissato attorno alle dita con il velcro. Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti.

### **INFO**

- Connettore: Jack da 3,5 mm. mono,
- Area d'attivazione: 9 mm
- Forza d'attivazione: 75 mm
- Lunghezza cordone: 1,5 m.

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.