

UDS-22 QS



Aggancio UDS QuickShift per Montaggi Rehadapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 335,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 275,00

Ammontare IVA € 60,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Dispositivo UDS-22-QS con snodo sferico e manopolina di bloccaggio, per i dispositivi che hanno bisogno di frequenti regolazioni.

La tenuta sul tubo su cui UDS-22-QS è inserito, come il bloccaggio del movimento dello snodo sferico per il posizionamento preciso del dispositivo di comunicazione è dato dall'unica manopolina presente.

UDS-22-QS non richiede chiavi o strumenti di alcun genere.

L'estremità libera è dotata di aggancio "maschio" di tipo RehAdapt.

Il dispositivo di comunicazione deve essere dotato di piastra di fissaggio "femmina" Rehadapt, come ad esempio la [Piastra Vesa 75](#) o la [Piastra Vesa 100](#) o similari.

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA GU 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)

