

VarioLock QP



Stativo con ruote da poltrona e letto, VarioLock Montaggio Rapido, gambe pieghevoli.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1823,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1495,00

Ammontare IVA € 328,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Lo stativo da poltrona e letto/carrozzina VarioLock Montaggio Rapido (già noto come FloorStand Sit Back con Colonna Telescopica Montaggio Rapido Quick Pack) è un sistema di posizionamento per ausili di comunicazione adattabile anche ai casi in cui l'utilizzatore si trovi su una poltrona reclinabile, ausilio quest'ultimo che di norma ha la base che arriva fino al pavimento, non permettendo ad uno stativo standard di passarvi sotto con le proprie "gambe", ed elevabile in altezza grazie alla colonna telescopica.

Questa versione Montaggio Rapido a differenza del modello VarioLock base, non richiede l'utilizzo di chiavi a brugola per il montaggio, ma ha alla base delle viti a farfalla.

Consiste in una base su ruote ed una colonna verticale telescopica, elevabile (raggiunge 180 cm in altezza), da cui parte orizzontalmente un braccio con uno snodo cui si monta e fissa il comunicatore.

CARATTERISTICHE

- Gambe fra loro parallele e pieghevoli in modo simile ad un pantografo.
- Il tubo che le collega è telescopico ed adattabile a varie misure (79-130 cm), così da poter essere posizionato "attorno" alla poltrona in uso, senza la necessità per le gambe con ruote di passare sotto la poltrona.
- La colonna è elevabile in altezza.
- Il sistema è dotato di un proprio braccio di aggancio che permette al display di essere ruotato verticalmente ed orizzontalmente consentendo il raggiungimento e mantenimento della posizione voluta.
- È utilizzabile sia con pazienti in poltrona che allettati, che in carrozzina, consentendo in quest'ultimo caso che ci si possa avvicinare quanto si vuole al display.
- L'estensione massima in altezza arriva oltre 210 cm.
- Si monta in 5 minuti grazie alla presenza di viti a farfalla o con manopolina.
- In dotazione una borsa di trasporto

INFO

- H (altezza colonna): 115-185 cm

Stativi con ruote: VarioLock QP

- L1 (larghezza gambe): 79-130 cm
- L2 (lunghezza gambe): 79-130 cm
- P (profondità): 79 cm
- D (altezza dispositivo): 80-218 cm
- Tubo 1: 40 cm
- Tubo 2: 30 cm
- Tubo 3: ---
- W (peso) : 9,2 Kg
- Max capacità carico: 10 Kg

Disponibilità: Su richiesta.