

Optimax Joystick



Mouse a leva senza fili, con 3 pulsanti.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 475,80

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 390,00

Ammontare IVA € 85,80

Produttore: [Pretorian](#)

Descrizione

Il joystick Optimax è un mouse a joystick compatto senza fili che non richiede competenze motorie eccellenti ed è adatto ad un ampio numero di utenti.

Con un range di funzionamento superiore a 10 metri, il Joystick Optimax è ideale per garantire la partecipazione di tutti.

Anche il Mouse a Joystick Optimax è specificamente progettato per il movimento del cursore per rispondere al tocco più leggero (0,5 Newton) per raggiungere con precisione gli elementi della propria schermata.

Optimax Joystick è un mouse a leva dal basso profilo con scudo di protezione e soli tre tasti disposti intorno alla leva.

Lo spostamento del puntatore si ottiene, muovendo la leva nella direzione in cui si vuole spostare il puntatore del mouse sul monitor.

La leva di 5 cm di altezza, è del tutto simile a quella delle carrozzine elettroniche. Questo rende questo prodotto molto indicato a coloro che già utilizzano questo tipo di comando, rendendone immediato l'apprendimento di utilizzo.

I tasti permettono di controllare il click sinistro, il click destro, ed il trascinamento.

Lateralmente sono presenti due ingressi per sensori esterni per le funzioni click sinistro, click destro, attivabili con due sensori (non inclusi).

L'OPTIMA JOYSTICK dispone di impostare la velocità del cursore fra quattro valori preimpostati.

Per cambiare la velocità del cursore è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante di Trascinamento fino a quando non si sente un suono e quindi rilasciare.

Per ridurre la velocità del cursore, premere il pulsante sinistro del mouse (ogni pressione riduce gradualmente la velocità). Per aumentare la velocità del cursore, premere il pulsante destro del mouse (ogni pressione incrementa la velocità).

Una volta selezionata la velocità di cursore più adatta, tenere premuto nuovamente il pulsante del Trascinamento fino a che non si sente un

Mouse: Optimax Joystick

suono.

Optimax è stato progettato allo stato dell'arte delle trasmissioni radio con intervallo di funzionamento senza interferenza superiore a 10 metri. Utilizza la banda radio ISM globale a 2,4 GHz.

Dotazione: manopola a T e sferica

Connettore: USB/ps2

Batteria: 9 VDC per il ricevitore non inclusa

Ingressi sensori: due

Compatibilità: Windows, Mac, Linux, Android

Prescrivibilità: GU65-17 

Disponibilità: immediata