

Smart 128



Comunicatore a selezione diretta con uscita in voce, multilivello

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1645,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1349,00

Ammontare IVA € 296,78

Produttore: [AMDì](#)

Descrizione



Il dispositivo di comunicazione multilivello Smart 128, può avere griglie intercambiabili e funzionalità per utilizzo con scene visuali (visual scenes).

Il comunicatore Smart 128 presenta una griglia superiore trasparente che può essere rimossa. Con la griglia, Smart 128 è un dispositivo AAC con 128 celle standard.

Senza la griglia, Smart 128 può essere utilizzato come dispositivo di comunicazione simbolica basati su scenari (visual scenes).

Questa caratteristica rappresenta un ulteriore livello di versatilità al nostro nuovo dispositivo, insieme alla possibilità di registrazione sulla flash memory inclusa.

Funzioni Serie Smart :

scheda di memoria FLASH intercambiabile, design della custodia più sottile e maniglia per il trasporto.

La serie Smart è prodotta secondo i più elevati standard commerciali per offrire molti anni di prestazioni affidabili.

Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per l'attivazione.

Per tutta la serie Tech e Smart di AMDì esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.

Smart 128 in dotazione ha il software (in inglese) [Overlay Designer Pro V2](#) (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle.

In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd [PCS WMF DELUXE](#) per la personalizzazione delle proprie tabelle.

Caratteristiche distintive:

Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori
Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice
Dispositivo sottile con maniglia di trasporto
Indicatore Batterie scariche
Batterie ricaricabili

Specifiche:

Numero celle per livello: 128 celle
Numero livelli totali disponibili: 6 livelli
Registrazione e riproduzione 768 messaggi
Lunghezza Standard del singolo messaggio: variabile
Dimensione della cella: variabile da 1 solo cella con dimensioni 17,8*35,6cm fino a 128 celle di dimensioni ca 2,22*2,22 cm
Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 5,1 cm
Peso: 910 g

Disponibilità: su richiesta