

Supporto universale per tablet 7"-13"



Supporto universale per tablet da 7" a 13".

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 225,70

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 185,00

Ammontare IVA € 40,70

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Supporto per tablet altamente regolabile per il montaggio di qualsiasi tablet da 7 "a 13", con e senza custodie protettive, su una carrozzina o stativo con ruote compatibile con [Universal Device Socket \(UDS\)](#) di Rehadapt.

Regolabile con manopole e con una chiave a brugola da 2,5 mm.

Il supporto per tablet funziona con qualunque tablet tipo Apple iPad e/o Samsung Galaxy, con e senza custodia protettiva. Regolabile con le manopole e con una chiave a brugola da 2,5 mm si possono montare facilmente sia un dispositivo tipo iPad che un qualsiasi altro tablet fra 7 e 13 pollici.

Con il suo design ingegnoso, il supporto universale per tablet mantiene saldamente il tuo tablet.

I 5 punti di fissaggio proteggono il dispositivo con un contatto minimo, in modo tale che tutte le connessioni siano liberamente accessibili e la visualizzazione del display rimanga inalterata.

Grazie alla loro forma speciale, i punti di presa si concentrano sul tablet in modo che anche i dispositivi molto sottili trovino una presa sicura. Realizzato in alluminio aeronautico, il supporto per tablet è resistente e durevole, pur mantenendo un peso leggero.

Compatibile con qualsiasi supporto M3D e L3D con presa Universal Device (UDS).

Il supporto per tablet può essere combinato con vari adattatori per eyetracker, come la [Staffa per telecamera per puntatore oculare](#).

Utilizzabile anche con tablet con custodie protettive con uno spessore fino a 36 mm.

Peso: 300 g

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)

Disponibilità: immediata