


Piatto Universale per sensori per Magic Arm



Il Piatto universale è un insieme di piastre di posizionamento per dispositivi di forma e dimensioni varie.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 71,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 59,00

Ammontare IVA € 12,98

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

La dimensione giusta per fissare molti comunicatori o sensori.

Richiede [Magic Arm](#) o [Braccio Flessibile Pesante](#), per il fissaggio degli oggetti la [chiusura a strappo Duotec](#).

CARATTERISTICHE:

- Compatibile per sensore Specs, Jelly Bean, Big Red e tanti altri
- Materiale: plastica
- Spessore: circa 3 mm
- Perno con filettatura 1/4" (passo fotografico)

Disponibilità: sempre disponibile.