

QuickTalker FT 12



Comunicatore multi-messaggio a 9 messaggi dinamici + 3 statici (5 livelli) VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 358,68

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 294,00

Ammontare IVA € 64,68

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione



QuickTalker FT è un comunicatore "progressivo" progettato per crescere insieme al suo utilizzatore.

QuickTalker dispone di 12 messaggi per 12 minuti totali di registrazione e 5 livelli di programmabilità, per un totale di 48 messaggi (9*5 + 3). Dispone di maniglia per il trasporto

Caratteristiche includono:

- Tempo di registrazione di 12 minuti con durata variabile dei messaggi
- Cinque livelli di programmabilità per un totale di 45 +3 messaggi.
- Controllo del volume
- Dimensione area per ognuno dei 9 messaggi dinamici 5,5 *4,3 cm
- Dimensione di ognuna delle tre aree statiche 8,6 *6,7 cm
- Microfono integrato
- Peso con batterie 748 g
- Funziona con 4 batterie AA (non incluse)
- Attivazione: a pressione sulle celle della griglia non rimovibile

INFO:

- Prescrivibilità: Comunicatore simbolico ISO 21.42.06.003.
- Dimensioni: 32 x 22 x 5 cm

Disponibilità: prodotto sempre disponibile.

