

Braccetto per 1 sensore a testa



Sistema flessibile per fissaggio di 1 sensori per uso con il capo - Light 3D Headrest 1-Switch Flex

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 244,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 200,00

Ammontare IVA € 44,00

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Supporto per il posizionamento di un sensori a testa meccanico, dotato di un tubo Flex Back, levette di regolazione rapida QuickShift, fermacavi e alloggiamento per supporto con gambetto tipo SLS (gambetto liscio, non filettato).

Lunghezze Tubi: 1*200mm, 1*250mm.

Morsetto non incluso.

Documentazione

- Istruzioni e avvertenze generali di sicurezza
- Guida utente
- Specifiche tecniche
- Manutenzione e pulizia

CARATTERISTICHE:

- Sensori posizionabili: 2.
- Morsetto: non presente

Disponibilità: sempre disponibile.

Prescrivibilità: ISO 24.24.03.003