

Sensore a soffio Sip/Puff - supporto a capo



Sensore a soffio Sip/Puff con supporto a capo.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 657,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 539,00

Ammontare IVA € 118,58

Produttore: [Origin Instruments Co](http://www.origin-instruments.com)

Descrizione

È un sensore a due funzioni, succhia/soffia, con accessorio di fissaggio a testa tipo cuffie.

Il sensore a soffio Sip/Puff converte il soffio e/o il succhio in chiusure indipendenti del sensore.

Il box di controllo del sensore Sip / Puff ha due (2) ingressi da 3,5 millimetri per il collegamento di due cavi: mono standard o stereo singolo, ed ha integrati pulsanti di test per aiutare a testarne l'utilizzo.

Il supporto a capo per il sensore Sip/Puff è confortevole, regolabile, imbottito, si posiziona in modo confortevole sopra le orecchie e dietro la testa.

Un tubicino, sostituibile al bisogno, è tenuto in posizione da un filo metallico interno che fa da memoria di posizione.

Il tubicino e il filo possono essere piegati e tagliati per adattarsi alle esigenze individuali. Per utente singolo.

DOTAZIONE

Il Sensore a soffio Sip/Puff con supporto a capo include:

- Un box di controllo Sip/Puff con pulsanti integrati per funzione "soffio" e funzione "succhio" (non è richiesta alcuna fonte di alimentazione esterna)
- Un supporto a testa (Headset) con tubicino da 1.8 m che termina con connettore a vite da collegare al box di controllo
- Un cavetto maschio-maschio (mono-mono) da 3,5 mm lungo 152,40 cm
- Un cavetto maschio-maschio (stereo-stereo) da 3,5 mm lungo 152,40 cm
- 4 tubicini (con "memoria" di metallo) per bocca (Mouth Tube) di cui uno attaccato al supporto a capo.
- Connettore sensore: mono/stereo 3,5 mm

Disponibilità: su richiesta.