

Comunicatore Little Mack



Comunicatore mono-messaggio VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 273,28

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 224,00

Ammontare IVA € 49,28

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il comunicatore Little Mack è un comunicatore mono-messaggio identico al Big Mack (CAB110) per funzionamento e finalità, ma di dimensioni ridotte e con la superficie d'attivazione obliqua.

Permette di registrare e riprodurre un messaggio della durata massima di 75 secondi. Collegando un giocattolo (con il cavetto in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).

ACCESSORI

Con il Little Mack vengono forniti:

- Cavetto di collegamento a dispositivi a batteria
- Scudo trasparente che permette di fissare alla superficie del comunicatore una immagine o simbolo associata al messaggio.

È disponibile il "piatto triangolare piccolo" per il fissaggio al Magic Arm per posizionare adeguatamente Little Mack, secondo le necessità dell'utilizzatore.

CONSIGLI

Il Little Mack può essere prescritto, ad utenti all'inizio di un percorso di Comunicazione Aumentativa, in più esemplari (per il codice ISO 21.42.06.003) per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle.

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003 DM 332/99.

SPECIFICHE TECNICHE

- Messaggi/Livelli: 1/0
- Tempo registrazione: 120 sec.
- Ingresso Sensori: 1

- Uscita Giochi/ECU App: 1
- Superficie attivazione: 6,4-cm
- Forza di attivazione: 57-85 g
- Peso con Batteria: 241 g
- Tipo Batteria: 9-volt (non in dotazione)

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile