

BJoy Hand C



Mouse con un mini joystick con microswitch.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 291,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 239,00

Ammontare IVA € 52,58

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

La leva è di circa 3 mm di altezza e si muove sui due assi con una forza minima.
I 4 tasti svolgono separatamente le funzioni di click sinistro, click destro, doppio click e trascinamento.

Col software in dotazione è possibile definire alcuni parametri di funzionamento del mouse:

- Velocità
- Effetto pulsanti
- Rotazione del mouse
- Effetti sonori
- Movimento a 2-4-8 direzioni o illimitato.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dispositivo USB, plug & Play
- Dimensioni : 50 x 75 x 17 mm
- Tipo Joystick: joystick a microswitch, con movimenti liberi in 8 direzioni
- Orientamento: definibile via software
- Velocità indipendente dalla azione impressa al joystick
- Pulsanti: 4 ultrasensibili per funzioni personalizzabili
- Software Bjoy incluso
- Compatibilità mouse: Windows, Linux, Ios, Android

- **Prescrivibilità:** GU65-17 22.36.21.006
- **Disponibilità:** Sempre disponibile.

