

Roller III Trackball



Dispositivo con sfera di 6 cm di diametro, attorno alla quale si trovano 3 tasti.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 254,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 209,00

Ammontare IVA € 45,98

Produttore: [Ametek](#)

Descrizione

I tasti svolgono separatamente le funzioni: click sinistro (tasto giallo), click destro (tasto blu), trascinamento (tasto verde).

È integrata nel mouse una interfaccia per sensori, che permette di ottenere le funzioni dei tasti, per mezzo di sensori esterni che meglio possono essere utilizzati dall'utente.

Lo spostamento del cursore si ottiene, facendo ruotare la sfera e muovendola nella direzione voluta.

La sfera, di 6 cm di diametro, non è estraibile.

È possibile invertire le funzioni associate al tasto destro e sinistro.