

Stativo da Tavolo Ts-xl



Sistema di montaggio da Tavolo con livellamento automatico su superfici irregolari.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 652,70

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 535,00

Ammontare IVA € 117,70

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Sistema di montaggio da Tavolo, col telaio ad X con livellamento automatico su superfici irregolari, garantisce un montaggio molto robusto per tutti i tipi di dispositivi.

Regolabile in altezza da 5,0 a 49,7 cm.

È dotato di Aggancio per Montaggi Rehadapt UDS-22.

Lo utilizziamo per posizionare dispositivi di puntamento oculare per fare prove con utilizzatori seduti su sedie standard, o per esposizione durante convegni o fiere.

Carico: capacità massima di carico 7,5 Kg

Larghezza: 50 cm

Profondità: 42 cm

Altezza: 54 cm

Altezza dispositivo: 37-50 cm

Peso stativo: 1,25 Kg

Prescrivibilità LEA: ISO 24.24.03.003

Disponibilità: in 3-5 giorni dall'ordine, su richiesta.