


Morsetto M3D RKL-E30-70 per tubi rettangolari 30-70 mm



Morsetto M3D RKL-E30-70 per tubi rettangolari 30-70mm per Stativi da carrozzina - Rehadapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 152,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 125,00

Ammontare IVA € 27,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Morsetto M3D RKL-E30-70 per Stativi da carrozzina con tubi rettangolari da 30mm a 70mm.

Si compone di due piastre di alluminio da posizionare una internamente, l'altra esternamente ad un tubo del telaio della carrozzina -per le carrozzine basculanti tipicamente attorno ad un tubo della seduta- e da fissare tra loro con le viti in dotazione.

Le due piastre misurano mm 90*50*10

In dotazione:

4 viti M6*60mm con testa a brugola.

4 viti M6*40mm con testa a brugola.

4 viti M6*25mm con testa a brugola.

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)

