

ETRAN



Etran è un supporto, di norma trasparente, di plexiglass o plastica rigida o flessibile, su cui simboli, lettere o parole o immagini, possono essere scritti o stampati o attaccati. Etran è un semplicissimo sistema di comunicazione con lo sguardo

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 108,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 89,00

Ammontare IVA € 19,58

Produttore: [Easy Labs](#)

Descrizione

Comunicazione faccia a faccia.

Superficie in metacrilato che facilita la comunicazione faccia a faccia attraverso lo sguardo.

L'uso usuale di questo sistema consiste nel mettere le lettere o i pittogrammi in ciascuno degli angoli e l'utente guarderà la lettera o il pittogramma che desidera selezionare.

Nell'utilizzo con pittogrammi il numero di zone dipende dal livello dell'utente, anche se in genere può essere 6.

Si può realizzare un ETRAN più avanzato, usando l'alfabeto e codificando ogni lettera con lo sguardo tramite la selezione diretta, come spiegato nel [nostro articolo](#).

Caratteristiche:

Ha una base per il suo posizionamento corretto su un tavolo

Dimensioni del pannello: 42x32x0,5 cm

Leggero

Il pannello può essere rimosso dalla base e tenere in mano

Include 16 adesivi in ??velcro per il fissaggio dei pittogrammi

È facilmente smontabile

Ha piedini in silicone antiscivolo

Disponibilità: sempre disponibile

