

Piastra GA-AMDi - RehAdapt



Piastra per comunicatori Smart ed iAdapter AMDi - RehAdapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 115,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 95,00

Ammontare IVA € 20,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

La piastra GA-AMDi mm si utilizza per montare dispositivi di comunicazione AMDi delle serie Smart o iAdapter.

La piastra è dotata di aggancio "femmina" di tipo RehAdapt, compatibile pertanto con i dispositivi di montaggio con aggancio "maschio" RehAdapt.

In dotazione:

4 viti lunghe 10 mm, con gambo di diametro 4 mm, con testa svasata con cavità esagonale di 3 mm, 4 distanziali.

Chiave a brugola 3 mm

Disponibilità: Sempre disponibile.

Prescrivibilità (LEA GU 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)