

Comunicatore iTalk2 con Livelli



Comunicatore a due messaggi con livelli. SGD. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 407,48

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 334,00

Ammontare IVA € 73,48

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Si possono registrare due messaggi per livello in questo SGD, quindi riprodurli attivando le due aree di attivazione da 6,4 cm. iTalk2 con livelli include 4 minuti di tempo di registrazione, tre livelli di registrazione, e supporta l'utilizzo di due sensori esterni come modo alternativo di input.

Integra tutte le note ed apprezzate caratteristiche dell'originale iTalk2, con la potenza e la convenienza di tre livelli e quattro minuti di tempo di registrazione!

I livelli consentono di pre-registrare un certo numero di scelte per l'uso durante la giornata, o per registrare e archiviare messaggi che vengono utilizzati in maniera regolare.

iTalk2 con Livelli caratteristiche:

- Miglioramento del suono digitale
- Batteria può durare per diverse settimane

iTalk2 con Livelli Specifiche Tecniche

- Messaggi / Livelli: 2/3
- Tempo di registrazione: 4 min
- Ingresso Sensori: 2
- Uscite per Giochi adattati/ECU: 2
- Superficie di Attivazione: 6,4 cm
- Forza di attivazione: 57-142 g
- Peso con batteria: 354 g
- Tipo di batteria: da 9 volt - Si consiglia vivamente di utilizzare una batteria standard alcalina da 9V con questo dispositivo. Batterie alternative possono essere costituite da materiali che non distribuiscono il potere in modo adeguato, e una volta installato,

alcuni utenti potrebbero verificarsi incoerenze.

Tipo di attivazione Pressione
Forza di attivazione 71g
Dimensioni media superficie Attivazione 3,81 cm per 6,35 cm
Tempo di registrazione 4 Minuti
Numero di Superfici per messaggi 2
Numero di uscite per giochi 2
Numero di Sensori di Input 2
Feedback uditivo
Tipo di Batteria batteria 9 Volt
Peso 354 g
Portabilità Disponibili tracolla o cintura
Montaggio piastra di montaggio universale
Garanzia Prodotto 2 anni

ACCESSORI in dotazione:

- Cavetto di collegamento a dispositivi a batteria
- Due scudi trasparenti.

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003 DM 332/99.

Disponibilità prodotto: immediata.