

Johnny il Trattore



Gioco modificato, per divertirsi, per imparare a utilizzare i sensori, per tante ore di svago.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 114,68

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 94,00

Ammontare IVA € 20,68

Produttore: [ALTRI](#)

Descrizione



Johnny è un trattore John Deere telecomandato, dal corpo morbido, dai colori vivaci e gli occhi grandi ed amichevoli.

Il trattore Johnny è molto semplice da controllare per il bambino.
Tutto quello che è richiesto è di collegare due sensori al telecomando radio modificato.

Guidare Johnny è semplice: basta collegare due sensori da 3,5 mm e premerne uno per andare avanti ed il secondo per cambiare direzione. Con i tratti del trattore morbidi, l'antenna di sicurezza flessibile e lo spegnimento automatico, questo è un grande primo giocattolo telecomandato adattato per l'uso tramite sensori.

È possibile utilizzare Johnny anche da PC grazie ad una interfaccia, ad esempio BjToyBox -da acquistare separatamente- per il controllo via cavo del telecomando adattato.

- Ideale per lo sviluppo dell'abilità nel controllo di due sensori
- **Dimensioni:** 30, 5*11,4 * 153 cm
- **Peso:** 0,45 Kg
- **Alimentazione:** batterie (1 x 9 PP3 volt e 3 x tipo AA) incluse.
- **Sensori da 3,5 mm** non in dotazione possono essere acquistati separatamente.
- **Disponibilità:** su richiesta