

Comunicatore Little Step by Step a Scelta con livelli



Comunicatore multi-messaggio a Scelta con livelli. SGD. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 389,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 319,00

Ammontare IVA € 70,18

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

CAB128 Little Step-by-Step a Scelta con Livelli

Si possono registrare una serie di messaggi in questo SGD, quindi attivando il comunicatore premendo sulla superficie da 6,4 cm ci si può spostare tra i vari messaggi e riprodurre infine il messaggio desiderato .

Include 4 minuti di tempo record , tre livelli di registrazione , e supporta l'utilizzo di un sensore esterno come modo alternativo di input.

Little Step- by-Step a Scelta con livelli offre un'opzione interessante per una comunicazione tecnologia-facile, pronta in tempi rapidi. A differenza del Little Step- by-Step o Little Step- by-Step con i livelli, Little Step- by-Step a Scelta con livelli permette di saltare da un messaggio ad un altro senza doverli ascoltare ciascuno nella sua interezza. Premendo più volte la superficie di attivazione, è possibile saltare più messaggi per arrivare al tuo messaggio desiderato. Quando si trova il messaggio che si sta cercando, basta rilasciare la superficie di attivazione e il messaggio verrà riprodotto nella sua interezza.

Questo è un grande strumento per rispondere alle domande a scelta multipla o comunicare desideri tra una lista di opzioni.

Little Step-by-Step a Scelta con livelli funzionalità:

Fornito sempre in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu

Suono digitale migliore-che-mai

Funzione di scelta "Scegli il tuo messaggio"

Little Step-by-Step a Scelta con livelli specifiche tecniche:

Messaggi / Livelli: Illimitati sequenziale / 3

Tempo di registrazione: 4 min.

Ingresso Sensori: 1

Uscita Giochi/ ECU: 1

Superficie di Attivazione: 6,35 g

Forza di attivazione: 57-85 g

Peso con batteria: 241 g

Tipo di batteria: 9 volt - Si consiglia vivamente di utilizzare una batteria standard alcalina da 9V con questo dispositivo. Batterie alternative possono essere costituite da materiali che non distribuiscono potenza in modo adeguato, e una volta installate, alcuni utenti potrebbero verificare mal funzionamenti.

Collegamento Montaggio: piastra di montaggio universale

Tipo di attivazione Pressione

Superficie di Attivazione Media, 6,35 cm

Tempo di registrazione 4 Minuti

Numero di posizioni messaggi messaggi sequenziali multipli

Numero di uscita Giochi 1

Numero di ingresso Sensori 1

Feedback uditivo

Tipo di batteria Batteria da 9 Volt

Peso 241 g

Piastra di montaggio piastra di montaggio universale

Garanzia Prodotto 2 anni

Collegando un giocattolo adattato (con il cavetto maschio-maschio in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).

ACCESSORI

- Scudo trasparente in dotazione
- Altri accessori disponibili (non in dotazione): Tracolla da trasporto, Piatto fissaggio, Top Intercambiabile

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

SPECIFICHE TECNICHE

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.

//