

Bj Control +



Interfaccia Bluetooth per controllo ambientale - Telecomando IR/RC.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 694,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 569,00

Ammontare IVA € 125,18

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

BJ Control + è una interfaccia Bluetooth, in grado di generare segnali ad Infrarossi e Radio, da accoppiare al proprio smartphone, o tablet, per il controllo dell'ambiente.

Grazie al suo sistema di apprendimento a raggi infrarossi sarà in grado di controllare i dispositivi con infrarossi , come TV , Hi-Fi , ecc..

BJ Control + è un trasmettitore appartenente alla famiglia dei trasmettitori BJ e può essere abbinato ai ricevitori BJ, oltre che a dispositivi con telecomando Infrarosso.

Con gli accessori appropriati della famiglia Bj Enabler potrete controllare anche altri elementi come porte, luci, letti, sollevatori a soffitto, tende, elettrodomestici e gli allarmi di avvertimento.

Accedi direttamente alla app da smartphone o tablet con qualsiasi sistema di input compatibile (touchscreen, mouse, sensore...).

È possibile personalizzare le funzioni e l'aspetto della **app Control**:

- È possibile controllare tutto ciò che serve, con un numero illimitato di funzioni a disposizione.
- Si possono personalizzare i pulsanti utilizzando le immagini ed i testi che si desidera. La galleria di icone è inclusa.
- Personalizza la funzione di ciascun tasto in base alle tue esigenze.
- Crea i livelli di cui hai bisogno, tanti quanti te ne servono. Scegli il numero di pulsanti e la loro distribuzione su qualsiasi livello .
- Memorizzi le funzioni di qualsiasi altro telecomando ad infrarossi.
- Controlli elementi diversi con il sistema a radio frequenza senza doverti preoccupare di memorizzare alcuna frequenza, e anche da un'altra camera.
- È possibile creare macro e attivare una sequenza di azioni da un singolo pulsante.
- Permette di controllare direttamente tramite l'uscita per sensore qualsiasi dispositivo o apparecchio adattato con ingresso sensori.
- Si può utilizzare l'ingresso per sensori per controllare direttamente un dispositivo o l'allarme anche quando il tablet o lo smartphone è spento.

SPECIFICHE TECNICHE

- Bluetooth a Bassa Energia (BLE)
- Dimensioni : 81 * 49 * 12 mm
- Frequenza Radio : 433MHz (ICM)
- Frequenza Infrarosso: 39 kHz
- Ingresso sensore: femmina, 3,5 mm mono
- Uscita sensore: femmina, 3,5 mm mono
- Alimentazione: batteria integrata agli ioni di Litio
- Batteria ricaricabile, tramite cavetto USB

Software

- Compatibilità del software: Android e iOS
- Software BjControl scaricabile gratuitamente da Apple Store a Google Store
- Numero di livelli e pulsanti illimitato
- Dimensione dei pulsanti variabile
- Pulsanti personalizzabili usando immagini e testo a piacere
- Livelli personalizzabili usando pulsanti trasparenti
- Importazione/Esportazione scene per backup
- Macro con numero illimitato di azioni per ciascun pulsante
- Galleria di icone inclusa
- Possibilità di memorizzare frequenze IR
- Schermata orientabili sia verticalmente che orizzontalmente
- Modalità di scorrimento
- Pulsanti PREFERITI sempre disponibili

Dotazione: cavo USB per ricarica, cavetto maschio-maschio 3,5 mm, guida rapido d'uso

Disponibilità: Sempre disponibile.