

VarioFloat QP



Stativo con ruote da poltrona e letto, a una sola mano con colonna telescopica: VarioFloat QP.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 2257,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1850,00

Ammontare IVA € 407,00

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Lo stativo da poltrona e letto/carrozzina VarioFloat Qp (ex FloorStand Sit Back One Hand con Colonna Telescopica QuickPack) è un sistema di posizionamento dispositivi a puntamento oculare ed altri ausili di comunicazione adattabile anche ai casi in cui l'utilizzatore si trovi su una poltrona reclinabile, ausilio quest'ultimo che di norma ha la base che arriva fino al pavimento, non permettendo ad uno stativo standard di passarvi sotto con le proprie "gambe".

Inoltre questo particolare modello permette di posizionare il braccio superiore con l'uso di una sola mano, da qui il precedente nome One Hand. Infine la colonna verticale si estende in altezza fino a raggiungere altezze che ne permettono l'utilizzo anche con persone che siano su letti elevabili.

Consiste in una base su ruote con larghezza interna variabile fra 79 cm e 130 cm, ed una colonna verticale telescopica, elevabile da 118 cm a 188 cm.

Dalla colonna telescopica parte orizzontalmente un braccio spostabile e posizionabile facilmente con una sola mano, con uno snodo cui si monta e fissa il comunicatore.

CARATTERISTICHE

- Le gambe sono fra loro parallele.
- Il tubo che le collega è telescopico e adattabile a varie misure (79-130 cm), così da poter essere posizionato "attorno" alla poltrona in uso, senza la necessità per le gambe con ruote di passare sotto la poltrona.
- La colonna è estensibile in altezza.
- Il braccio di aggancio permette al display di essere ruotato verticalmente di 90° e orizzontalmente di 160° consentendo il raggiungimento e mantenimento della posizione voluta con un piccolo sforzo.
- Particolarmente utile per chi utilizza un dispositivo di puntamento oculare e necessita di continui spostamenti perché lo si riposiziona con una sola mano.
- Si monta in 5 minuti.

INFO

Stativi con ruote: VarioFloat QP

H (altezza colonna): 118-188 cm
L (larghezza): 79-130 cm
P (profondità): 79 cm
D (altezza dispositivo): 103-211 cm
W (peso) : 10,4 Kg
Max capacità carico: 2,0 - 6,0 Kg

Disponibilità: Su richiesta.