

## Sensore Piko 50 Leggero



**Sensore Piko Butterfly 50 leggero a pressione medio singolo, tondo con superficie di attivazione di 5,0 cm di diametro. Forza d'attivazione: 75 g**

### Prezzo

Produttore: [Haltija](#)

### Descrizione

Sensore Piko Butterfly 50 richiede solo 75 grammi per l'attivazione, segnalata da un feedback sonoro a pressione.

Nella base, predisposta con materiale gommoso antiscivolo, è presente un foro filettato per il fissaggio.

Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

### INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm. mono
- Dimensioni: diametro 5,0 cm
- Forza d'attivazione: 75 g
- Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde.

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.

Prescrivibilità LEA (GU 65/17): [24.09.18.003 sensore di comando ad azionamento meccanico](#)