

Sensore Piko 50 Pesante



Sensore a pressione medio singolo, tondo con superficie di attivazione di 5,0 cm di diametro. Forza d'attivazione 250 g

Prezzo

Produttore: [Haltija](#)

Descrizione

Sensore Piko 50 richiede 250 grammi per l'attivazione, segnalata da un feedback sonoro a pressione. Nella base, predisposta con materiale gommoso antiscivolo, è presente un foro filettato per il fissaggio. Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm. mono
- Dimensioni: diametro 5,0 cm
- Forza d'attivazione: 250 g
- Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde.

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.

Prescrivibilità LEA (GU65/17): [24.09.18.003 sensore di comando ad azionamento meccanico](#)