

## Sensore Picture Plate



**Sensore singolo grande a pressione, quadrato, con superficie di attivazione di 14\*14 cm.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 96,38

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 79,00

Ammontare IVA € 17,38

Produttore: [AMDi](#)

### Descrizione

Il sensore Picture Plate richiede solo pochi grammi per l'attivazione, segnalata da un feedback sonoro a pressione. Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

### INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm mono
- Dimensioni: 14\*14 cm
- Colore base: grigio.

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.