

### Sensore Ultra



**Sensore Ultra, molto sensibile, richiede una forza d'attivazione molto leggera**

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 97,60

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 80,00

Ammontare IVA € 17,60

Produttore: [ALTRI](#)

#### Descrizione

Ultra è un sensore molto sensibile, di piccole dimensioni, facilmente posizionabile.

Richiede una forza di attivazione da 20 a 70 grammi, la corsa del pulsante è di 2,3 mm.

L'attivazione di questo sensore può essere effettuata con qualsiasi parte del corpo sia possibile muovere e controllare: dita di mani o piedi, mani, gomiti, spalle, capo, apertura della bocca.

Richiede di norma un dispositivo di posizionamento.

Per noi il sensore ULTRA qui proposto è una alternativa al [sensore Micro Light](#), lo utilizziamo per l'attivazione con scarsa forza e/o per movimenti molto ridotti.

#### ACCESSORI

Per chi abbia grosse difficoltà motorie nell'attivare questo sensore, e necessiti pertanto di un posizionamento del sensore molto accurato, è possibile abbinare l'uso o del [Braccio Flessibile](#) con apposito supporto o [braccio Magic Arm](#).

In dotazione il sensore ULTRA ha alla base un adesivo riutilizzabile, sei adesivi colorati per modificare il colore del sensore, mdue viti per fissaggio sicuro.

#### Suggerimento d'USO

Abbinamento possibile ad un [campanello di chiamata](#)

#### INFO

- Connettore: jack da 3,5 mm mono, connettore a 90°
- Lunghezza cavo: 183 cm
- Forza di attivazione: 20-75 g
- Dimensioni: 4,5 cm x 1,3 cm x 2 cm

## Sensori: Sensore Ultra

---

- Feedback: sonoro (click), tattile

**Disponibilità:** su richiesta.